

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Escova Elétrica



Descrição: *Escova de dentes elétrica com estrutura em plástico e metal. Com bateria de duração estimada de até 180 dias, oferece cinco modos de escovação diferentes que funcionam em ciclos de aproximadamente dois minutos: matutino, noturno, limpeza, clareador e suave. Acompanha cabo USB-C para carregamento.*

Modo de Uso:

Instruções para o primeiro uso:

1- Retire o refil e o cabo da escova da embalagem. Em seguida, encaixe o refil

no cabo com cuidado, deixando um pequeno espaço para garantir o funcionamento correto da escova.

2- Após aplicar o creme dental nas cerdas, aperte o botão liga/desliga localizado no cabo da escova para ligá-la e iniciar o ciclo de funcionamento, que dura aproximadamente dois minutos. Então, inicie a escovação.

3- Para alterar o modo de escovação, pressione novamente o botão liga/desliga. Cada modo é indicado por um ícone iluminado ao longo do cabo.

4- Ao terminar, aguarde o desligamento automático ou aperte novamente o botão no cabo. Em seguida, com a escova desligada, guarde o dispositivo em local seco e livre de umidade.

Instruções para o carregamento:

Ligue um cabo USB-C na entrada do aparelho, localizada na parte inferior do cabo, a uma fonte de energia.

Mantenha o carregamento até que a luz circular do botão liga/desliga pare de piscar.

Instruções de limpeza:

Limpe as cerdas do refil após o uso, mantenha secando em local livre de umidade. Para limpar o cabo, lave a superfície com água e seque-o com um pano macio. Para limpar a base de carregamento, utilize um pano úmido enquanto o dispositivo estiver desconectado da fonte de energia.

Avisos:

Não utilize a escova caso tenha ou esteja passando por algum tratamento para cirurgia periodontal ou tenha algum tipo de sensibilidade bucal; em

caso de dúvidas, consulte um dentista de sua confiança. Mantenha a escova guardada em lugar seco e livre de humidade. Este produto não é adequado para crianças menores de 12 anos ou pessoas com capacidade física limitadas.